

# RingConn

## НҮСҚАУЛЫҚ

ҚАЗАҚ ТІЛІ


### 1 RingConn қолданбасын жүктеңіз

RingConn қолданбасын App Store немесе Android қолданбалар дүкендерінен табыңыз, не болмаса жүктеу үшін QR-кодты сканерлеңіз. Содан кейін тіркелгі жасау нұсқаулықтарын орындаңыз.



### 2 Сақинаны алғаш рет іске қосыңыз


Сақинаны зарядтау қорабына салыңыз. Көрсеткіштің көк жыпылықтауы сақинаның іске қосылғанын және мобильді телефонға қосуға дайын екенін білдіреді.



### 3 Сақинаны қолданбаға қосыңыз

RingConn қолданбасын ашыңыз, (Me) бетіне өтіңіз, қосылатын құрылғыны таңдаңыз және нұсқауларды орындаңыз.

Bluetooth функциясын қосыңыз және сақинаны мобильді телефоннан бір метрден аспайтын қашықтықта ұстаңыз.



### 4 Сақинаны дұрыс тағыңыз

Сақинаны саусағыңызға дәл келетіндей етіп бұраңыз және оны дұрыс тағыңыз.

Егер сақинаның орны ауысып кетсе, оны дер кезінде түзетіңіз.


Алғаш рет қолданар алдында сақинаны 60 минут бойы зарядтаған немесе батарея деңгейінің кемінде 80% екеніне көз жеткізген дұрыс.



## 5 Деректерді қарау

RingConn қолданбасы арқылы денсаулық жағдайы бойынша деректерді және энергия тұтыну туралы ақпаратты синхрондап, қарап отырыңыз.



Сақинаны ұзақ уақыт тағу, деректерді күн сайын синхрондау, батарея деңгейін бақылау және қажет болған жағдайда зарядтау ұсынылады..




ҚАЗАҚ ТІЛІ







## 6 Светодиод күйінің түстері


Сақина

-  Көк жыпылықтау:  
Сақина іске қосылып, жұптастыру режиміне өтеді.
-  3 секунд бойы тұрақты көк жарық:  
Сақина ұшу режимінен шығады.



Зарядтау қорабы

-  Ақ жыпылықтаған индикатор – зарядталу
-  Ақ тұрақты жанған индикатор – қораптың заряд деңгейі 20%-дан 100%-ға дейін.
-  ызғылт сары түс – қораптың заряд деңгейі 0%-дан 20%-ға дейін.
-  Көк жыпылықтау – сақина зарядталып жатыр.
-  Тұрақты көк жарық – сақина толық зарядталған.
-  Қызғылт сары жыпылықтау – дұрыс емес зарядталу



# RingConn

## ИНСТРУКЦИЯ

РУССКИЙ


### 1 Загрузите приложение RingConn

Найдите приложение RingConn в App Store или магазинах приложений Android, или отсканируйте QR код для загрузки, а затем следуйте инструкциям для регистрации учетной записи.



### 2 Активируйте кольцо в первый раз:


Поместите кольцо в зарядный футляр. Синее мигание индикатора означает, что кольцо активировано и готово к привязке к мобильному телефону.



### 3 Подключите кольцо к приложению

Откройте приложение RingConn, перейдите на страницу (Me), выберите устройство для прикрепления и следуйте инструкциям.

Включите Bluetooth и держите кольцо на расстоянии не более одного метра от мобильного телефона.



### 4 Носите кольцо правильно

Поверните кольцо, чтобы оно подошло по размеру пальца и носите его правильно.

Если положение сместилось, своевременно внесите корректировки.


Перед первым использованием рекомендуется зарядить кольцо в течении 60 минут или убедиться, что уровень заряда батареи составляет не менее 80%



## 5 Просмотр данных

Синхронизируйте и просматривайте данные о состоянии здоровья и информацию об энергопотреблении через приложение RingConn.

Рекомендуется носить его длительное время, ежедневно синхронизировать данные, следить за индикатором заряда батареи и заряжать по мере необходимости.



РУССКИЙ

## 6 Цвета состояния светодиода

Кольцо




Мигает синим:

Кольцо активировано и переходит в режим сопряжения.



Постоянный синий свет в течении 3 сек:

Кольцо выходит из режима полета.



Зарядный чехол



Мигающий белый индикатор - зарядка



Горящий белый индикатор - заряд кейса составляет от 20% до 100%



Оранжевый цвет - заряд кейса составляет от 0% до 20%



Мигающий синий - кольцо заряжается



Горящий синий - кольцо заряжено



Мигающий оранжевый - ненормальная зарядка

